

ПРОСТО И  
БЕЗОПАСНО  
ДЛЯ ДОМАШНЕГО  
ПРИМЕНЕНИЯ



## B-CURE<sup>®</sup> LASER – РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинский аппарат, используемый при болях,  
ортопедических проблемах и кожных заболеваниях

G  
e

GOOD  
ENERGIES<sup>®</sup>

Примите наши поздравления! Вы приобрели лучший в мире портативный аппарат на базе мягкого лазера! С этого момента Вы сможете пользоваться самым передовым и эффективным методом лечения, когда бы он вам ни понадобился – в любом месте и в любое время. Пожалуйста, прочтите внимательно объяснения, инструкции и указания по дозировке перед применением. Любое использование в тексте мужского рода следует понимать как относящееся в равной степени ко всем пользователям.

## Часть 1: Инструкции по эксплуатации

1. Обозначение частей аппарата
2. Зарядка батареек
3. Включение аппарата и установка времени сеанса
4. Окончание сеанса, установка на ноль и выключение аппарата
5. Контрольная панель и устранение неполадок
6. Дозировка процедур
7. Схема лечения
8. Инструкции по достижению наилучших результатов
9. Меры предосторожности
10. Чистка прибора

## Часть 2: Механизм действия мягкого лазера

3. Что такое мягкий лазер – LLLT
4. B-CURE® LASER - медицинский аппарат с двойным эффектом
5. Воздействие B-CURE® LASER на организм
8. Клинические показания и лечебное применение
9. Клинические исследования доказывают
12. Профессионалы рекомендуют
16. Технические характеристики
23. Гарантийные обязательства
25. Разрешения на применение

## Часть 1: Инструкции по эксплуатации аппарата B-CURE® LASER

### 1. Обозначение частей

1. Главная кнопка-выключатель для включения и выключения аппарата
2. Кнопка установки продолжительности сеанса
3. Таймер на экране LCD (для показа и измерения продолжительности сеанса, состояния аппарата и неисправности)
4. Кнопка начала сеанса и включения
5. Прижимная кнопка для включения нажатием на пораженную поверхность (светится зеленым светом, когда аппарат находится в действии)
6. Крышка отсека для батареек
7. Гнезда подсоединения зарядного устройства



## 2. Зарядка батареек

Иногда аппарат продается с частично заряженными батарейками . Перед употреблением рекомендуется всегда заряжать батарейки полностью.

1. Вставьте три аккумуляторные батарейки (типа AAA) в отсек для батареек в соответствии с указаниями на рисунке справа.
2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
3. Соедините зарядное устройство с гнездами подсоединения зарядного устройства аппарата - номер 7 на стр. 3 (обозначение частей).

При первой зарядке экран LCD (номер 3) в течение нескольких секунд будет оставаться пустым, а затем появятся буквы CHRG (зарядка = charge). Когда батарейки полностью заряжаются, на экране LCD появится надпись FULL (полный). Иногда точки справа продолжают двигаться, как будто зарядка продолжается – батарейки полностью заряжены, и можно начинать процедуру. Время зарядки батареек составляет примерно 7 часов или до появления слова FULL на экране.

Рекомендуется ставить прибор на подзарядку на всю ночь раз в три дня.

Не включайте прибор во время зарядки. Ни в коем случае нельзя использовать и заряжать обычные, незаряжаемые батарейки, так как может возникнуть пожар.

### 3. Включение прибора и установка времени сеанса

#### 3.1 Включение аппарата

Нажмите на главную кнопку-выключатель (номер 1). Послышится короткий зуммер и экран прибора осветится. На экране (номер 3) появится таймер (цифровые часы для установки продолжительности сеанса).


#### 3.2 Установите время сеанса

Нажмите на кнопку установки времени сеанса (номер 2): с правой стороны для увеличения времени (+) или с левой стороны для уменьшения времени (-). Таймер устанавливается с интервалами 30 секунд.

Установите время сеанса в соответствии с требованиями процедуры, в соответствии с рекомендациями в таблице на стр. 14-15.

#### 3.3 Начните сеанс лечения

После установки времени сеанса можно включить прибор одним из следующих трех способов:



## 1. Нажатие на кнопку начала сеанса и включения (номер 4)

Непрерывное нажатие на кнопку начала сеанса и включения приведет прибор в рабочий режим. Продолжая нажимать на кнопку, осторожно приложите прибор к поверхности кожи и держите до окончания сеанса. Отпустив кнопку включения лазера, вы прекратите работу прибора. Мы рекомендуем пользоваться этим методом только для коротких процедур.

## 2. Непрерывная работа прибора

**Этот метод рекомендуется использовать для непрерывной работы прибора при большинстве видов процедур.**

После установки времени сеанса и во избежание необходимости длительного и утомительного нажатия на кнопку рекомендуется настроить прибор на непрерывную работу. Нажмите на кнопку начала процедуры (номер 4) одной рукой и убедитесь, что включилась зеленая лампочка. Продолжайте давление и одновременно нажмите на главную кнопку включения (номер 1). Теперь одновременно отпустите обе кнопки. Прибор работает самостоятельно и можно начинать сеанс. Остановка работы прибора достигается кратким нажатием на кнопку начала процедуры (номер 4) или на прижимную кнопку (номер 5). Обратите внимание – когда вы используете этот метод, прибор следует прижимать к коже осторожно. Если прижимная кнопка (номер 5) прикладывается к коже с силой, работа прибора прекратится.

### 3. Включение путем нажатия на кожу

Этот метод особенно подходит для труднодоступных или находящихся вне поля зрения участков кожи, а также для лечения ортопедических заболеваний, требующих более глубокого проникновения лазерного излучения.

Этот метод не подходит для открытых участков ткани, участков с открытыми ранами или сильной болью. После установки времени процедуры прижмите прижимную кнопку (номер 5) к пораженному месту и осторожно нажмите прибором на поверхность кожи. Это нажатие включит лазер автоматически, посредством электронной микрокнопки. Для остановки работы прибора удалите его от поверхности кожи.

### 4. Как определить, что прибор находится в рабочем режиме

- Когда лазер работает, время отсчета на таймере начинает уменьшаться, пока не достигнет "00:00", после чего он остановится автоматически и послышится зуммер.
- Зеленый свет, появляющийся на участке включения нажатием, - это не лазерный луч. Он показывает, что прибор работает – излучение B-CURE® LASER не видно невооруженным глазом.



- Зуммер, который слышится с интервалом в 3 секунды, представляет собой дополнительную индикацию работы лазера.

**⚠ Осторожно: Никогда не направляйте лазер в глаза.**

#### **4. Окончание процедуры, установка на ноль и выключение прибора**

Если запланированное время процедуры не использовано до конца, таймер покажет оставшееся время процедуры.

- Оставшееся время процедуры появится на экране при следующем включении прибора.
- Для сброса времени, оставшегося от предыдущей процедуры, нажмите на главную кнопку включения в течение более 2 секунд при включении прибора.
- Для выключения прибора нажимайте на кнопку включения, пока не услышите звонок, а на экране не будет никаких надписей (экран LCD опустеет).


Замена батареек на новые

- Прибор работает на аккумуляторных батарейках типа AAA, мощностью 1,5 вольт.
- Установите батарейки, соблюдая направление полюсов.
- Нельзя использовать новые батарейки одновременно со старыми.

**⚠ Осторожно: не разбирайте, не нагревайте выше 100 градусов Цельсия и не сжигайте батарейки.**

## 5. Контрольная панель и устранение неполадок

### Дисплей      Статус



Батарейки в режиме зарядки.



Батарейки полностью заряжены.




Низкая мощность батареек, после включения прибора слышны два сигнала для напоминания, что его следует зарядить.



Символ "\*" появляется на дисплее, когда прибор находится в рабочем режиме.



Полная мощность батареек.



Батарейки пусты. Немедленно зарядите прибор.



Прибор автоматически выключится после 10 сигналов из-за отсутствия заряда в батарейках.

## 5. Контрольная панель и устранение неполадок - продолжение

### Дисплей      Статус



Надпись LOW появляется на дисплее, когда мощность лазера снижается ниже необходимой. Следует остановить процедуру. Это может произойти по следующим причинам:

1. Заряд батареек слишком низкий.
2. Продолжительность жизни диода истекла, и его следует заменить в центре обслуживания.
3. Прибор используется в условиях, не соответствующих техническим требованиям, например, при слишком высокой температуре воздуха, выше 40° С. Следует зарядить батарейки, включить прибор и проверить, погасла ли надпись LOW. Если нет, нужно проверить, не слишком ли жарко в комнате, и по возможности покинуть жаркую зону. Если температура не превышает 40° С, а надпись LOW сохраняется, нужно отослать прибор в центр обслуживания для замены диода.

## Дисплей Статус

Errh

Дополнительные надписи, свидетельствующие о подобной проблеме:

ErrA

Err3

Err2

Err1

Err0

Произошел сбой в аппаратуре. Выключите и включите прибор, чтобы устранить сбой. Если проблема продолжается, выключите прибор, удалите батарейки и вставьте их обратно. Если проблема сохраняется, нужно послать или принести прибор в центр обслуживания.

Errb

Произошел сбой в программном обеспечении. Выключите и включите прибор, чтобы устранить сбой. Если проблема продолжается, выключите прибор, удалите батарейки и вставьте их обратно. Если проблема сохраняется, нужно послать или принести прибор в центр обслуживания.

no:ch

Батарейки не заряжаются.

Выключите и включите прибор, чтобы устранить сбой. Если проблема продолжается, выключите прибор, удалите батарейки и вставьте их обратно. Если проблема сохраняется, нужно послать или принести прибор в центр обслуживания.

## 6. Дозировка процедур

### Лечение острой боли

При болях, вызванных свежей раной, ударом или ожогом, рекомендуется начинать лечение как можно раньше после травмы и желательно применять процедуру по 6 минут x 10 раз подряд с 5-минутными перерывами между процедурами. При острой боли можно начать с продолжительности 6-8 минут уже с первой процедуры. Желательно применять прибор через постоянные промежутки времени и начинать сразу же после травмы. Следует применять лазер прямо на кожу, без одежды, повязок и тому подобного. При открытой ране следует максимально приблизить лазер к ране без прямого контакта.

**Даже если вы чувствуете облегчение, рекомендуется продолжать процедуры до полного заживления.**

### Лечение хронической боли

Если боль в какой-либо точке продолжается в течение месяца и более, боль считается хронической, а вероятность воспаления - высокой. В таких случаях рекомендуется применять прибор на пораженной поверхности в течение всего 1,5 минут и увеличивать время процедуры на 30 секунд каждый день до достижения рекомендуемой дозировки. Следует регулярно выполнять 2-4 процедуры в день. Если в результате лечения вы чувствуете усиление боли, это свидетельствует о реакции организма на лечение - происходит положительный процесс биостимуляции клеток. В этом случае прекратите лечение на 24

часа, а затем возобновите его с пониженной дозировкой. Если усиления боли больше не отмечается, постепенно повышайте дозировку до достижения рекомендуемой.

Следует подбирать дозировку в соответствии с индивидуальными ощущениями и продолжать лечение до устранения проблемы или продолжительного улучшения, без ограничения продолжительности процедур и периода лечения.

## 6.1 Планирование времени процедуры в зависимости от размера поверхности

Следует держать B-CURE® LASER на пораженной поверхности неподвижно в течение рекомендуемого времени процедуры и лишь после этого перемещать его на прилегающий участок.

Клинические исследования подтверждают, что у мягкого лазера нет побочных эффектов и не может быть передозировки.

Желательно привести вышеуказанные рекомендации в соответствие с индивидуальными ощущениями и результатами лечения.

Размер  
лазерного  
элемента  
прибора →  
B-CURE® LASER



Симптомы	Время процедуры на поверхности площадью до 4,5 кв.см, 2-4 раза в день
Боли в пальцах, коленях и бедрах	6-8 минут
Боли в пояснице	6-8 минут
Боли в шее, плече и верхней части спины	6-8 минут
Воспаления	6-8 минут
Боли в мышцах	6-8 минут
Износ суставного хряща	6-8 минут
Теннисный локоть	6-8 минут
Воспаление ахиллова сухожилия	6-8 минут
Синдром запястного канала	6-8 минут

Симптомы	Время процедуры на поверхности площадью до 4,5 кв.см, 2-4 раза в день
Воспаления суставов и сухожилий	6-8 минут
Заживление ран и порезов, включая хирургические разрезы	6-8 минут
Угревая сыпь	4 минуты
Свежие рубцы и восстановление после операций	5-6 минут
Ожоги	6-8 минут
Герпе про той	4 минуты
Акупунктура	6 минут

## 7. Схема лечения

При всех рекомендуемых видах процедур следует обращаться к соответствующей иллюстрации. Рекомендуемое время процедур в каждом из нижеприведенных пунктов составляет 6-8 минут на единицу площади 4,5 кв.см, умноженные на количество участков, рекомендуемых для лечения в каждом пункте. Например, если при лечении поясницы, номер 5, на рисунке находятся 3 болезненные точки, и каждую точку площадью 4,5 кв.см следует облучать 6-8 минут в зависимости от ощущения – общее время процедуры будет 6-8 минут, умноженные на 3, или 18-24 минут. Следует регулярно проводить процедуры 2-4 раза в день, согласно инструкциям, до полного выздоровления или достижения желаемого улучшения. При хронических проблемах желательно первый раз применять лазер всего на 1,5 минуты, чтобы организм привык к лечению, и постепенно увеличивать время процедур, как разъяснено в разделе 6 – Дозировка процедур, стр. 12. Во время процедуры рекомендуется держать B-CURE® LASER неподвижно. Для достижения оптимальных результатов требуется много терпения и настойчивости.

Продолговатая форма лазерного элемента прибора B-CURE® LASER, длина которого 4,5 см, а ширина – 1 см, сконструирована специально для терапевтических целей и подобрана для строения организма. Для получения хороших результатов необходимо следовать инструкциям и рисункам, не только в отношении места процедуры, но и правильного прикладывания прибора в соответствии с продольным направлением лазерного элемента.

**Лечение всегда начинается с воздействия на болевой центр, после чего переходит к дополнительным точкам, чтобы быть уверенными, что мы прежде всего воздействуем на предполагаемый очаг проблемы.**


- 1. Шея** - а) Воздействовать вдоль линии болезненных шейных позвонков. б) С каждой стороны шеи – вдоль позвонков, под мочкой уха и в углублении позади челюсти. 3 точки воздействия, всего 18-24 минуты на каждую процедуру. Можно воздействовать также на 2 точки, указанные на рисунке, рядом с шеей в направлении плеч. Следует проводить лечение 2-4 раза в день. **Совет: 2 точки воздействия, описанные в подпункте б) могут применяться также для лечения воспаления горла.**
- 2. Плечо** - вокруг плечевого сустава, согласно рисунку, и на руке под головкой плечевой кости. Всего 4-5 точек воздействия. 6-8 минут на каждую единицу поверхности площадью 4,5 кв.см, 2-4 раза в день.
- 3. Верхняя часть спины** - а) на позвоночник вдоль болезненных позвонков. б) справа. в) слева. 3 точки воздействия, 18-24 минуты на каждую процедуру. Следует повторять 2-4 раза в день.
- 4. Теннисный локоть** - а) вдоль линии сгиба руки. б) вдоль правой стороны локтя. в) вдоль левой стороны локтя. 3 точки воздействия, всего 18-24 минуты на каждую процедуру, 2-4 раза в день.

**Совет: воздействие на мышцы, находящиеся над лопаткой, справа и слева, облегчает боли в плече, верхней части спины и шейных позвонках.**

- 5. Поясница** - а) вдоль поясничных позвонков. б) пощупать ягодицы, найти чувствительные или болезненные места и воздействовать на них. 3 точки воздействия, всего 18-24 минуты на каждую процедуру, 2-4 раза в день.
- 6. Запястье** - а) на внутренней стороне запястного сустава поперек сустава – на линии сгиба. б) на внутренней стороне запястного сустава перпендикулярно а). в) на подушечке большого пальца. 3 точки воздействия, всего 18-24 минуты на каждую процедуру, 2-4 раза в день. Можно воздействовать также на тыльную сторону ладони между большим пальцем и костью пальца в направлении сустава и с обеих сторон сустава вдоль его длины.
- 7. Синдром запястного канала CTS** -смотрите пункт 6 выше.
- 8. Суставы пальцев рук** - на каждый болезненный палец. а) с правой стороны болезненного пальца – вдоль него. б) с левой стороны пальца – вдоль него. в) вдоль линии соединения пальцев и кисти. Время воздействия зависит от количества пальцев, требующих воздействия. Следует проводить процедуру 2-4 раза в день.
- 9. Бедренный сустав** - а) на сустав в продольном направлении. б) на сустав в поперечном направлении. в) опустить руку по прямой линии от точки воздействия до бедра и поместить прибор на эту точку в поперечном направлении. 3 точки воздействия, всего 18-24 минуты на каждую процедуру, 2-4 раза в день.

## Рекомендуемые точки воздействия

- Следуйте направлению лазерного элемента на рисунке
- Можно воздействовать на любую точку тела, кроме глаз




- 10. Задняя часть бедра** - следует воздействовать 6-8 минут на каждую единицу поверхности площадью 4,5 кв.см, 2-4 раза в день.
- 11. Колени** - а) на заднюю часть колена вдоль линии сгиба колена (мягкая ткань). б) с левой стороны колена вдоль него. в) с правой стороны колена вдоль него. 3 точки воздействия, всего 18-24 минуты на каждую процедуру, 2-4 раза в день. Можно воздействовать также на переднюю часть колена ниже чашечки.
- 12. Боли в голени** - воздействовать сзади и с обеих сторон ноги, 18-24 минуты, 2-4 раза в день.
- 13. Воспаление голеностопного сустава** - воздействие со всех 4 сторон ноги. а) в передней части ноги – в поперечном направлении, параллельно полу. б) с правой стороны в поперечном направлении. в) с левой стороны в поперечном направлении. г) с задней стороны в поперечном направлении. 24-32 минуты на каждую процедуру, 2-4 раза в день.
- 14. Воспаление ахиллова сухожилия** - а) от края пятки в направлении кверху. б) в продолжение первой точки в направлении кверху. в) с правой стороны лодыжки. г) с левой стороны лодыжки. 4 точки воздействия, всего 24-30 минут на каждую процедуру, 2-4 раза в день.

**Совет: воздействие в течение 15 минут на заднюю часть колена может помочь при болях в пояснице и до ступней.**

## Рекомендуемые точки воздействия

- Следуйте направлению лазерного элемента на рисунке
- Можно воздействовать на любую точку тела, кроме глаз



- 15. Шпора** - а) вдоль пятки снизу в болевом очаге - на место, на которое ступают и чувствуют боль. б) на внутреннюю часть свода стопы, сбоку. в) с обеих сторон пятки параллельно стопе справа и слева. г) от края пятки в направлении кверху. 5 точек воздействия, всего 30-36 минут на каждую процедуру, 2-4 раза в день.
- 16. Суставы пальцев ног** - а) поперек пальцев в нижней части подушечки стопы. б) вдоль большого пальца ноги. в) вдоль мизинца. 3 точки воздействия, всего 18-24 минуты на каждую процедуру, 2-4 раза в день.
- 17. Раны** - при свежей открытой ране следует воздействовать на всю поверхность раны, 5-6 минут на каждую единицу площади в течение часа, если можно, с 5-минутными перерывами между процедурами.

Обычно боль значительно уменьшается, и заживление раны происходит более красиво, с меньшим образованием шрамов. После часа следует продолжать процедуры по 6-8 мин 2 раза в день до заживления раны. иногда достигаются очень хорошие результаты при воздействии в течении 8 мин на каждую процедуру два раза в день. Не рекомендуется проводить более двух процедур в день, так как это обычно связано с перевязками и стерилизацией.

**При возникновении дополнительных вопросов звоните: +7 (495) 788-57-30**

Как правило, соблюдение рекомендуемых дозировок при достаточном терпении и настойчивости приводит к очень хорошим результатам. Медицинские приборы не гарантируют выздоровления.

## 8. Инструкции по улучшению результатов лечения

**Покрытие площади воздействия:** Если площадь участка, которому необходимо лечение, превышает 1 см в ширину и 4,5 см в длину, повторите процедуру еще раз, рядом с участком, на котором проводилось воздействие, и так до покрытия всей площади. Следует держать прибор на поверхности воздействия неподвижно в течение всего рекомендуемого времени процедуры.

После покрытия площади 4,5 кв.см, что составляет ширину лазерного элемента, в течение рекомендуемого времени 4-8 минут, в зависимости от вида процедуры, следует перенести элемент на соседнюю площадь. Нельзя воздействовать на большую площадь и применять круговые движения. Таким образом вся площадь, которой необходимо лечение, получит оптимальное воздействие.



**Процедуру можно повторять 4 раза в день и больше**, а также сразу после появления свежей раны или ожога – даже 10 раз в день!

Первая процедура: При хроническом заболевании/нарушении следует всегда начинать с 1,5 минуты. Если боль усиливается, это указывает на происходящую биостимуляцию. В этом случае рекомендуется прекратить лечение на 24 часа, а затем продолжить процедуры продолжительностью 1,5 минуты, постепенно увеличивая время процедуры до достижения рекомендуемой дозировки без усиления боли, в соответствии с вашими ощущениями.

**Соблюдение регулярности процедур** - следует проводить процедуры ежедневно и не прекращать их посреди курса, даже если наблюдается заметное улучшение, до наступления длительного облегчения или полного выздоровления. Помните, что B-CURE® LASER применяется не только для лечения, но и для облегчения болей и укрепления иммунной системы.

## 9. Меры предосторожности

- Рекомендуется обязательно посоветоваться с врачом или специалистом.
- Нельзя пользоваться прибором для воздействия на живот беременных женщин или прикладывать его непосредственно к раковой опухоли.

**⚠ Ни в коем случае нельзя направлять лазерный луч в сторону глаз, и нельзя воздействовать на участки, прилегающие к глазам!**

Мягкий лазер не повреждает и не нагревает ткани, даже если воздействие длится дольше, чем рекомендовано. Прибор B-CURE® LASER можно применять для лечения детей и инвалидов с протезами или осколками в теле.

## 10. Чистка прибора

Следует очищать прижимную кнопку (номер 5) с помощью 70%-ного спиртового раствора.

Необходимо следить, чтобы прижимная кнопка была направлена вниз во время чистки для предотвращения попадания жидкости на линзу.



## Часть 2: Механизм действия мягкого лазера LLLT

### 1. Что такое мягкий лазер LLLT – лазерная терапия низкого уровня

Терапия посредством мягкого лазера LLLT основана на применении лазерного луча низкой мощности, в интервале от 1 до 1000 mW, с длиной волны 632-904 nm с целью стимуляции положительных естественных биологических реакций. Мягкий лазер является концентрированным излучением, длина волны которого находится в самом узком спектре электромагнитного излучения. Луч мягкого лазера резко отличается от естественного света, так как у него один конкретный цвет; он когерентный (распространяется по прямой линии в одной фазе), монохроматический по своей сути (определенная длина волны) и поляризованный (волны сдвигаются в одном направлении). Эти качества позволяют лазерному излучению проникать через поверхность кожи, не нагревая и не повреждая ее. Луч мягкого лазера холодный и неинвазивный, а потому безвреден для пользователя. Луч мягкого лазера проводит биовозбудимую энергию света в клетки тела, и клетки преобразуют ее в естественную химическую энергию, которая способствует натуральному исцелению и облегчению боли. Термин LLLT является в настоящее время самым распространенным для целей различия между мягким лазером (терапевтическим) и "твёрдым лазером" (используемом в хирургии). Лазер, ассоциируемый с LLLT, принято называть мягким лазером (Soft Laser) или холодным лазером (Cold Laser), или лазером низкой мощности (Low Level Laser).

## **2. B-CURE® LASER – медицинский прибор с двойным эффектом – снимает боль и устраняет причину проблемы**

Революционное открытие в применении мягкого лазера – первый прибор, соединяющий клиническую мощность воздействия с легкостью портативного прибора, заряжаемый и безопасный в использовании. Благодаря уникальной разработке, которая находится в стадии утверждения патента, впервые стало возможным добиться невероятного сочетания: использования преимуществ мощности и когерентности лазерного элемента на поверхности площадью 4,5 кв.см одновременно с микродизайном ручного портативного, заряжаемого прибора, легкого по весу и удобного в обращении, безопасного и умеренного по стоимости.

B-CURE® LASER создает полностью сбалансированное лазерное излучение с частотой 808nm, с пульсами, максимальная мощность которых 250 mW. Такая мощность и уровни точности позволяют эффективное проникновение лазерного луча вглубь тканей и применялись до сих пор только в стационарных, дорогостоящих приборах. Результат – идеальное сочетание терапевтической эффективности, такой как в больших, дорогих приборах, которые установлены только в больницах и клиниках, и возможности проводить немедленное, продолжительное лечение, обеспечивая таким образом более качественное и быстрое выздоровление, с более краткой продолжительностью процедур.

**B-CURE® LASER облегчает боль и вместе с тем помогает устранить ее причину!**

### 3. Воздействие B-CURE® LASER на организм:

**Low Level Laser Energy** - Во время проникновения лазерного излучения в организм одновременно происходят несколько цепных реакций: усиление кровообращения, стимуляция клеточной деятельности и усиление межклеточной коммуникации



#### **4. Клинические показания и лечебное применение (сокращенный список):**

Одновременное облегчение боли, лечение ортопедических заболеваний, ран, снижение отечности и уничтожение инфекции.

##### **Боли и травмы скелета и тканей и ортопедические нарушения**

- Боли в спине: поясница, верхняя часть, шея и боли в мышцах
- Суставы: колени, бедра, плечи, пальцы, износ суставного хряща
- Ревматические и/или хронические воспаления суставов и сухожилий

##### **Акупунктура**

##### **Труднозаживающие раны и свежие шрамы**

- Шпора и растяжение
- Теннисный локоть
- Воспаление ахиллова сухожилия
- Синдром запястного канала (CTS)

##### **Область медицинской дерматологии**

- Угревая сыпь
- Свежие ожоги и рубцы
- Способствует более быстрому и красивому заживлению хирургических разрезов
- Простой герпес

## 5. Клинические исследования доказывают

На протяжении последнего десятилетия было опубликовано свыше 2000 статей о применении мягкого лазера (LLLT) для лечения и облегчения боли и около 100 двойных слепых исследований (double-blind studies), которые доказали клиническую значимость лазерной терапии.

Для дополнительной информации можно посетить вебсайт [www.gd-energies.com](http://www.gd-energies.com).

Важно отметить, что в большинстве исследований, проведенных на сегодняшний день, использовались приборы "старого поколения", в результате чего дозировка процедур для пациентов находилась в пределах всего 1-3 раз в неделю, а не с частотой, которая нужна для достижения оптимальных результатов.


Благодаря своей мощности и портативности прибор B-CURE® LASER позволяет начинать лечение немедленно, проводить процедуры ежедневно, что в корне улучшает результаты. В самом деле – в исследованиях, проводимых сегодня с B-CURE® LASER, уже отмечаются лучшие результаты и более высокая систематичность, чем в большинстве проводимых ранее исследований.

## 6. Специалисты рекомендуют

B-CURE® LASER рекомендуется лучшими специалистами по облегчению боли, ортопедическим нарушениям и спортивным травмам и широко используется в Израиле как в ведущих клиниках боли: больницах Хадасса, Рамбам, Тель-Хашомер; так и в центрах реабилитации и физиотерапии больниц, армии обороны Израиля и ведущих спортивных клубов, в центре Вингейт, а также среди спортсменов Израиля.

Чтобы ознакомиться со списком рекомендаций и рекомендательными письмами врачей, персонала по уходу, спортсменов и пациентов, посетите сайт [www.gd-energies.com](http://www.gd-energies.com) под рубрикой "Рекомендации".

Мы будем рады получить ваши отзывы о пользовании прибором.



## 7. Технические характеристики

Параметр	Единица измерения	Описание, величина	Примечания
Тип лазера		GaAlAs	Лазерный диод в твердом состоянии
Максимальная мощность	mW	250	
Длина волны	nM	808	
Частота пульсов	kHz	15	
Продолжительность лазерных пульсов	μs	17	
Энергия в минуту	джоуль	3.75	
Срок жизни диода	часы	свыше 4000	
Размер лазерного элемента (LxH)	мм	длина 45 x ширина 10	у отверстия
Диапазон элемента	градус	± 3	
Зеленый свет контрольного дисплея	nM	520	Зеленая лампочка, показывающая, что прибор работает

Параметр	Единица измерения	Описание, величина	Примечания
Настройка часов	минуты	00:00 - 99:30	
Интервалы настройки таймера (каждое нажатие на кнопку таймера)	секунды	30	Возможность увеличения (+) и уменьшения (-) времени
Разрешенные батарейки	3xAAA	NiMH	Заряжающиеся батарейки
Время работы	часы	около двух часов подряд	При начале работы с полными батарейками
Время зарядки батареек	часы	5-7	При пустых батарейках
Входное напряжение зарядного устройства	VAC	115 до 230	
Выходное напряжение зарядного устройства	VDC	9	
Дисплей таймера		4 цифры, 00:00 до 99:99	Секундные интервалы

## 7. Технические характеристики - продолжение

Параметр	Единица измерения	Описание, величина	Примечания
Предупредительный зуммер		Да	Включение, выключение, рабочий режим, низкая мощность лазера и неполадки
Автоматическое выключение		Два положения	Автоматическое выключение через 10 минут простоя; 5 минут при нулевом таймере (00:00)
Размеры прибора	мм	200x75x50	
Вес	г	175	
Условия работы	°C, %	Темп. 0 до 40, влажность 15% до 90%	Без конденсации
Условия хранения	°C, %	Темп. -20 до 55, влажность 10% до 95%	Без конденсации

Не следует оставлять прибор в машине в жаркую погоду

## 8. Гарантийные обязательства

Уважаемый клиент,

Мы рады, что Вы присоединились к кругу наших клиентов, и с готовностью предоставляем вам гарантию на данное изделие в соответствии с нижеуказанными условиями. Мы просим вас соблюдать все необходимые условия и сохранить вместе со свидетельством оригиналную квитанцию о покупке. Это позволит вам получать бесплатное обслуживание в течение гарантийного периода.

Гарантийное обслуживание предоставляется только по предъявлении данного свидетельства вместе с оригинальной квитанцией о покупке.

Изделие: B-CURE® LASER, Квитанция № \_\_\_\_\_ Дата квитанции: \_\_\_\_\_

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Наша ответственность, согласно данному свидетельству, подразумевает ремонт данного изделия, которое было приобретено у наших авторизованных дилеров. Гарантийный срок – 12 месяцев на ремонт изделия и на детали. Наша гарантия, согласно данному свидетельству, распространяется на все детали изделия, которые по нашему мнению являются дефективными, и дефект проявился в результате правильной, стандартной эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации производителя.

2. В данном гарантийном письме термин "деталь" не включает в себя пластмассовые детали, зарядное устройство, батарейки или резиновые детали, а также дефекты окраски. Наши обязательства согласно данному свидетельству, относятся только непосредственно к покупателю, который приобрел прибор у нас или у авторизованного нами дилера, имя и адрес которого указаны в свидетельстве. Гарантийное свидетельство не подлежит передаче или переводу в любой форме каким-либо третьим лицам без нашего предварительного письменного согласия.
3. Ремонт будет производиться исключительно в ремонтных лабораториях компании Эрика-Кармель Лтд.
4. Клиент должен прислать или принести неисправный прибор в компанию, согласно инструкциям компании, с фотокопией данного гарантийного свидетельства и фотокопией оригиналной квитанции о покупке, а также фотокопией бланка в данном свидетельстве после его заполнения.
5. Согласно вышеизложенному, гарантия по данному свидетельству не распространяется на прибор в следующих случаях:
  - а. Поломка произошла в результате эксплуатации, при которой не соблюдались правила эксплуатации и применения;
  - б. Поломка в результате неизвестных электроударов, пожара, воды или любой другой вид поломки, вызванной форс-мажорными обстоятельствами (в том числе, землетрясением, наводнением, ударом молнии или военными действиями);

- в. Падение, трещина по любой причине или повреждение прибора в результате халатного, небрежного обращения хозяина прибора (в том числе преднамеренного), авария, загрязнение прибора пылью и/или водой, попадание инородного тела, проникновение жидкости и/или влажности, и/или коррозия любого типа;
  - г. Обработка, изменение, ремонт или попытка какого-либо ремонта прибора, выполняемые лицом, не уполномоченным для этих целей компанией Эрика-Кармель Лтд., или в случаях, когда данные прибора или его серийный номер изменены, стерты или уничтожены;
  - д. Прибор был подвержен воздействию солнца и/или высокой температуры, и/или какой-либо жидкости;
  - е. Прямой или косвенный ущерб, причиненный ввиду ненадлежащего пользования прибором;
  - ж. Прямой или косвенный ущерб в результате замены деталей, не выполнявшейся компанией Эрика-Кармель Лтд., или подключение к оборудованию, не утвержденному компанией;
  - з. Ущерб или дефекты, причиненные неправильным использованием или неправильным подключением изделия к другому прибору, или в результате применения неподходящих соединительных проводов.
- 6. Гарантия** вступит в силу при условии, что прибор послан для ремонта компании Эрика-Кармель Лтд. в течение гарантийного периода, в сопровождении данного свидетельства, подписанного

лицензированным распространителем, а также с фотокопией квитанции и заполненным бланком, содержащим необходимую информацию. Это следует делать каждый раз, когда возникает необходимость в обслуживании. Для устранения сомнений, настоящим разъясняется, что в отсутствие подписи и печати лицензированного распространителя мы не предоставляем услуг по ремонту изделия в течение гарантийного периода.

7. Компания решит по своему усмотрению, будет ли прибор отремонтирован или заменен на исправный прибор.
8. Для устранения сомнений, мы не предоставляем никаких обязательств, кроме ремонта прибора, и мы не несем ответственности ни за какой другой ущерб, прямой или косвенный.
9. Единственным судебным органом при возникновении любых разногласий в отношении данного гарантийного свидетельства является исключительно суд г. Хайфы.

С уважением,

Эрика-Кармель Лтд.

Кому: Эрика-Кармель Лтд. Ул. Нахум Хет 5, Парк Хай Тек, Хайфа 3508504, Факс: +972-73-7293004

Уважаемые господа,

В приборе B-CURE® LASER образца \_\_\_\_\_ произошла следующая поломка: \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_ Фамилия \_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_

Сотовый телефон \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_ Номер квитанции \_\_\_\_\_

Имя продавца/Магазин \_\_\_\_\_

Адрес магазина \_\_\_\_\_

Прилагается прибор, ставший неисправным в течение гарантийного срока, фотокопия гарантийного свидетельства и квитанции о покупке.

С уважением, (подпись) \_\_\_\_\_

**Заполните данный бланк, сделайте копию, которую оставьте себе, и отошлите оригинал.**

Эксклюзивный распространитель в России: компания «Медиа Сервис АБВ»,  
Москва, ул. Малая Пироговская, д.16, оф.31.

Телефон: +7 (495) 788-57-30  
эл.почта: b-cure@medabv.ru



**Класс II, внутренне заряжаемое оборудование** 3 x 1,2V Аккумуляторные батарейки 9V, 300 mA (для зарядки с помощью адаптера AC/DC)

Compliant with the Waste Electrical and Electronic Equipment/Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (WEEE) recycling directives	REP
Biocare Enterprise LTD Rm 1813, Fotan Indus. Ctr, 26-28 Au Pui Wan St., Fotan, Hong Kong, Made in China	0120 Approved by the Israeli Ministry of Health <b>Certificate of a medical device</b> European Declaration of Conformity Notified body: SGS United Kingdom LTD

© July 2014 | RUS | CLASSIC-RU -IIFU-P-01



GOOD  
ENERGIES®